




THUASNE

*WINGS
FOR YOUR HEALTH*



**CATALOGO
PRODOTTI MEDICALI
ASSORTIMENTO PER LA FARMACIA**

Il Gruppo THUASNE ha festeggiato nel 2017 i suoi 170 anni di attività, riaffermando i valori che ne hanno contraddistinto la storia. In questo contesto siamo orgogliosi di presentarvi i Dispositivi Medici delle gamme [Ortopedia](#), [Sport](#), [Terapia del caldo-freddo](#) e [Mascherine di protezione](#).

Ora più che mai, il gruppo THUASNE offre allo specialista ed al paziente un'ampia gamma di dispositivi di elevata qualità appositamente studiati per fornire soluzioni terapeutiche innovative in grado di coadiuvare concretamente la terapia delle patologie muscolo-scheletriche più diffuse.

La [dinamicità del processo di Ricerca e Sviluppo](#) del gruppo THUASNE, infatti, consente di assecondare con agilità i mutamenti della medicina e delle strategie di trattamento delle patologie dell'apparato locomotore e, naturalmente, di ogni altro ambito nel quale l'azienda è attiva; grazie a ciò, THUASNE si propone come affidabile alleato pronto ad [accompagnare il professionista della salute lungo il corso dei cambiamenti contemporanei e futuri](#).

Negli ultimi anni, inoltre, grazie alla diffusione dei nuovi digital-media, anche il ruolo del paziente è cambiato, divenendo esso stesso partecipe della propria strategia di trattamento. È per questo che il gruppo THUASNE ha deciso di impegnarsi in tale campo, sviluppando una serie di [applicazioni web e mobile dedicate ai pazienti ed ai medici](#) con lo scopo, per i primi, di ampliare la consapevolezza, la conoscenza e la condivisione di esperienze riguardanti la propria patologia, mentre per il personale medico, facilitare il compito prescrittivo con soluzioni che permettano di accedere con rapidità alle informazioni necessarie per poter scegliere il dispositivo più adatto alle necessità terapeutiche.

Grazie alla nuova direzione intrapresa, il gruppo THUASNE si impone anche come pioniere del #medweartech, pensando ad un futuro di integrazione tra patologie, Dispositivi Medici e tecnologie digitali.

THUASNE, Wings For Your Health. Since 1847.




Sommario

Cinture lombari, lombosacrali e specifiche	4
Cervicale	7
Tutori cervicali	7
Spalla	8
Tutori spalla	8
Mano - Polso - Gomito	9
Tutori mano - polso	9
Tutori gomito	11
Ginocchio	12
Ginocchiere legamenti	12
Ginocchiere rotulee	12
Ginocchiere propriocettive	13
Caviglia - Piede	14
Cavigliere rigide	14
Cavigliere propriocettive	14
Tutori per il piede	15
Linea Sport	16
Ortesi	16
Compression	20
Terapia del caldo-freddo	22
Linea mascherine di protezione	22



Lombafirst®

0875 02 (26 cm) / 0876 02 (21 cm)



Cintura di sostegno lombare leggera

Efficacia

- Comfort ottimale grazie alla conformazione del tessuto e ad un'elasticità focalizzata nelle zone delle costole e dei fianchi
- Corretta vestibilità grazie al logo sul pannello addominale
- Stecche posteriori conformabili secondo l'anatomia del paziente

Comfort

- Passanti simmetrici per garantire che la cintura sia correttamente centrata
- Angoli intelligenti per un maggior comfort in posizione seduta e in piedi mentre si indossa la cintura
- Tessuto sottile e senza cuciture

INDICAZIONI lombalgia moderata



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 141 cm

21 cm



26 cm




antracite



LombaStart®

0874 02 (26 cm) / 0873 02 (21 cm)



Cintura lombare rinforzata a richiamo posturale dinamico con tiranti extra

Efficacia

- Comfort ottimale grazie alla conformazione del tessuto e ad un'elasticità focalizzata nelle zone delle costole e dei fianchi
- Corretta vestibilità grazie al logo sul pannello addominale
- Stecche posteriori conformabili secondo l'anatomia del paziente
- Tiranti extra per una sensazione di sollievo immediato a seguito del serraggio

Comfort

- Passanti simmetrici per garantire che la cintura sia correttamente centrata
- Angoli intelligenti per un maggior comfort in posizione seduta e in piedi mentre si indossa la cintura
- Tessuto sottile e senza cuciture
- Cinturino aggiuntivo
- Mentre si allenta la cintura si avverte un sollievo immediato della zona lombare
- Foderi posteriori in acciaio integrati a molla
- I soggiorni possono essere adattati alla lordosi del paziente
- Angoli intelligenti
- Design intelligente ed ergonomico che consente il corretto comfort in posizione di seduta

INDICAZIONI lombalgia moderata, stenosi spinale



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 141 cm

21 cm



26 cm




antracite



LombaSkin®

0870 (26 cm) / 0871 (21 cm)



Cintura di sostegno lombare compatta ad effetto "seconda pelle"

Efficacia

- Steccatura posteriore termosaldata (quattro stecche)

Comfort

- Tessuto CombiteX®
- Struttura alleggerita per un effetto "seconda pelle": indossabile direttamente sulla pelle anche grazie all'assenza di cuciture
- Passamano e passadito per facilitare la presa al momento del posizionamento della cintura

INDICAZIONI lombalgie lievi/moderate



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 60 - 80 cm |
| 2 | 75 - 95 cm |
| 3 | 90 - 110 cm |
| 4 | 105 - 125 cm |
| 5 | 120 - 141 cm |

21 cm



26 cm



antracite



Ortelcross®

4050

Cintura lombare

Efficacia

- Steccatura posteriore flessibile (quattro stecche)

Comfort

- Tessuto elastico aerato

INDICAZIONI lombalgie lievi



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 52 - 62 cm |
| 2 | 63 - 74 cm |
| 3 | 75 - 89 cm |
| 4 | 90 - 105 cm |
| 5 | 106 - 120 cm |
| 6 | 121 - 140 cm |

24,5 cm



Lombacross®

0830 04 (non sagomata)

Cintura di sostegno lombare a richiamo posturale dinamico

Efficacia

- Steccatura posteriore (quattro stecche)
- Richiamo posturale dinamico garantito dalla specifica disposizione delle fasce elastiche

Comfort

- Tessuto CombiteX®
- Comfort ottimale

INDICAZIONI lombalgie moderate acute o croniche, lombosciatalgie, post interventi vertebrali



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 52 - 62 cm |
| 2 | 63 - 74 cm |
| 3 | 75 - 89 cm |
| 4 | 90 - 105 cm |
| 5 | 106 - 120 cm |
| 6 | 121 - 140 cm |

26 cm



nero



Dynabelt®

7010 07 (16 cm) / 7010 08 (26 cm) / 7010 09 (33 cm)

Cintura di sostegno aerata

- Sostegno addominale o toracico in tessuto elastico sottile ed aerato, che consente un'ottima traspirazione
- Stecche di sostegno rimovibili
- Sterilizzabile in autoclave

INDICAZIONI deficit della parete addominale, fratture costali, contenimento addominale permanente



1	66 - 80 cm
2	81 - 90 cm
3	91 - 100 cm
4	101 - 120 cm
5	121 - 140 cm
6*	141 - 160 cm

(*) solo per la cintura 33 cm



Fascia addominale

1390

Supporto alla parete addominale per lievi dolori lombari o dorsali.

- Prese per il posizionamento

INDICAZIONI deficit temporanei della parete addominale



1	60 - 90 cm
2	90 - 120 cm
3	120 - 150 cm



LombaMum®

0805

Cintura medica per la correzione posturale in gravidanza

Efficacia

- Sostegno regolabile tramite tiranti aggiuntivi
- Linguette di centraggio per una maggiore ergonomia
- Steccature posteriori (quattro stecche)

Comfort

- 2 diverse fasce di sostegno addominale permettono di indossare la cintura fino alla fine della gravidanza adattandola alla crescita del ventre materno
- Fodera sulla parte addominale realizzata in tessuto a base di fibre di bambù, per un'eccezionale morbidezza
- 2 passamano



TAGLIA UNICA

82 - 125 cm





Ortel® C1 Anatomic

2394

Collare cervicale morbido ed anatomico

- Forma anatomica
- Struttura aerata e leggera con i bordi arrotondati in schiuma per un migliore comfort
- Regolazione precisa mediante velcro
- Fodera rimovibile per facilitare il lavaggio

INDICAZIONI torcicollo



1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

7,5-9-11 cm



beige

blu marine



Ortel® C2 Plus

2392

Collare cervicale semirigido

- Sostegno rinforzato grazie alla struttura semirigida
- Forma anatomica
- Struttura aerata e leggera con i bordi arrotondati in schiuma per un migliore comfort
- Regolazione precisa mediante velcro
- Fodera rimovibile per facilitare il lavaggio

INDICAZIONI artrosi cervicale, distorsioni lievi, nevralgia cervicobrachiale



1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

7,5-9-11 cm



beige

blu marine



Ortel® C3 Classic

2390

Collare cervicale rigido regolabile in altezza

- Adattamento preciso e rapido grazie al sistema di regolazione in altezza mediante velcro
- Orlatura a contatto con la pelle imbottita, per un migliore comfort

INDICAZIONI nevralgia cervicobrachiale, distorsioni moderate



1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

da 9 a 13 cm





Reggibraccio


1360

Immobilizzatore di braccio

- Ortesi leggera
- Microventilata

INDICAZIONI Immobilizzazione del braccio

AMBIDESTRO



1	50 - 60 cm
2	61 - 71 cm
3	72 - 94 cm
4	95 - 117 cm
5	118 - 140 cm



Immobilizzatore


1385

immobilizzatore di braccio

- Tessuto confortevole

INDICAZIONI immobilizzazione del gomito e del braccio, fratture scapolari e della testa del radio, supporto della spalla nel paziente emiplegico

AMBIDESTRO



1	50 - 90 cm
2	91 - 120 cm
3	121 - 150 cm

circonferenza
toracica +
omero





Ligaflex® Rhizo

7090

Ortesi d'immobilizzazione del pollice

- Struttura in filo metallico brevettata, che immobilizza il pollice in posizione antalgica
- Supporto sellare mediale per evitare pressioni fastidiose sull'area laterale dolorosa in caso di rizartriosi
- Tessuto laterale alleggerito per ridurre ulteriormente le sollecitazioni nell'area dolorosa
- Prodotto molto corto, che permette di mantenere il movimento completo del polso
- Dispositivo leggero e confortevole grazie al tessuto aerato

Versioni: destra e sinistra

INDICAZIONI rizartriosi, lievi distorsioni del pollice



1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

Versioni:
destra e sinistra



antracite



Ligaflex® Pro

2433 02

Tutore steccato per polso con Quick Lacing System

- QUICK LACING SYSTEM: l'innovativo sistema di chiusura di semplice utilizzo che garantisce il massimo comfort ed un serraggio sempre uniforme
- Steccatura volare in alluminio, estraibile e sagomabile per conferire supporto ed immobilizzazione elevata adattabile alle necessità terapeutiche
- Tessuti di Qualità Thuasne: garanzia di comfort e compliance


INDICAZIONI distorsioni e tendiniti del polso, post operatorio, sindrome del tunnel carpale, patologie reumatiche, artriti ed artrosi

AMBIDESTRO



1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

Lunghezza: 21 cm



Ligaflex® Pro+

2434 02

Tutore steccato per polso e pollice con Quick Lacing System

- QUICK LACING SYSTEM: l'innovativo sistema di chiusura di semplice utilizzo che garantisce il massimo comfort ed un serraggio sempre uniforme
- Steccatura palmare ed al pollice in alluminio, estraibili e sagomabili che conferiscono supporto ed immobilizzazione elevata mantenendo, nel contempo, la possibilità di adattamento e personalizzazione
- Tessuti di Qualità Thuasne: garanzia di comfort e compliance

INDICAZIONI distorsioni del pollice e del polso, fratture dello scafoide (post-op), tendiniti, artrosi, patologie reumatiche

AMBIDESTRO



1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Versioni: destra e sinistra
Lunghezza: 21 cm





Ligaflex® Mano

2430 02

Ortesi d'immobilizzazione polso/pollice

- Sostegno del pollice, della colonna del pollice e del polso
- Stecche radio-trasparenti e modellabili
- Steccatura palmo e pollice
- Azione combinata dei rinforzi rigidi e dei tiranti
- Semplificazione del sistema di chiusura

Versioni: destra e sinistra

INDICAZIONI rizartriosi, tenosinovite di De Quervain, distorsioni e traumi del pollice e del polso



0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Lunghezza: 20 cm

Versioni:
destra e sinistra



nero



Dynastab® Dual

7040

Ortesi d'immobilizzazione del polso

- Utilizzo combinato di 2 rinforzi rigidi per una migliore immobilizzazione
- Stecche radiotrasparenti e confortevoli
- Tessuto traspirante (3D) per un migliore comfort

AMBIDESTRO



1	13 - 16 cm
2	16,5 - 19,5 cm
3	20 - 23 cm

Lunghezza: 16 cm



nero



Ligaflex® Action

2436 02

Tutore elastocompressivo per il polso e la mano

Efficacia

- Steccatura palmare in alluminio, estraibile e profilata per evitare compressioni della zona del tunnel carpale
- Laccio di rinforzo: rimovibile, riposizionabile per una compressione locale più precisa e personalizzata

Comfort

- Tessuto elastocompressivo "knitted" Thuasne: garantisce massima conformabilità e compressione sempre adeguata
- Pelotta di compressione ad anello: sagomatura appropriata per lo stiloide ulnare ed incremento dell'effetto propriocettivo e compressivo sugli edemi
- Aletta di presa per facilitare la vestizione e la svestizione

INDICAZIONI sindrome del tunnel carpale, patologie reumatiche, artrosi


AMBIDESTRO



1	14 - 15 cm
2	15 - 16 cm
3	16 - 17 cm
4	17 - 18 cm
5	18 - 19 cm
6	19 - 20 cm

Lunghezza: 18 cm

Versioni:
destra e sinistra



Condylex®

7007

Bracciale per epicondilita

- Il bracciale in morbido tessuto permette di assorbire le vibrazioni
- Nuovo design

INDICAZIONI epicondiliti, epitrocleiti lievi, prevenzione

AMBIDESTRO



- | | |
|---|------------|
| 1 | 22 - 26 cm |
| 2 | 27 - 32 cm |



Silistab® Epi

2305

Gomitiera anti-epicondilita

- Inserti in silicone massaggiante ed in grado di ammortizzare le vibrazioni
- Tessuto elastico compressivo, confortevole e traspirante
- Laccio rimovibile per la regolazione della tensione
- Tessuto confortevole a livello del gomito

INDICAZIONI epicondiliti ed epitrocleiti acute e croniche

AMBIDESTRO



- | | |
|---|------------|
| 1 | 19 - 22 cm |
| 2 | 22 - 25 cm |
| 3 | 25 - 28 cm |
| 4 | 28 - 31 cm |
| 5 | 31 - 34 cm |
| 6 | 34 - 37 cm |





Genu Dynastab®

2370


Ginocchiera con stecche laterali articolate

- Tessuto elastocompressivo ad estensibilità calibrata autoconformabile ed in grado di evitare pressioni eccessive:
 - Area poplitea con tessuto diradato
 - Area femorale estensibile in circonferenza
 - Area rotulea a "soffietto" per evitare pressioni eccessive durante la flessione
- Alette di presa per facilitare l'indossamento (Brevetto Thuasne)
- Anello rotuleo in silicone con zona di scarico per il tendine rotuleo
- Fili siliconati antiscivolo (Brevetto Thuasne)

INDICAZIONI Lesioni dei legamenti collaterali lievi / moderate; instabilità croniche dei legamenti collaterali

AMBIDESTRA

1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm



Silistab® Genu


2340

Ginocchiera con guida rotulea di protezione con foro aperto

- Tessuto elastico
- Inserti a forma di Y per un migliore effetto propriocettivo ed una maggiore stimolazione dell'articolazione
- Steccatura laterale flessibile
- Fodera confortevole all'interno
- Area anti-scivolo

INDICAZIONI patologie del tendine rotuleo, supporto rotuleo, sindromi rotulee, morbo di Osgood-Schlatter

1	31 - 33 cm
2	34 - 36 cm
3	37 - 39 cm
4	40 - 42 cm
5	43 - 45 cm
6	46 - 48 cm



da 31 a 35 cm
a seconda della taglia



Bendaggio rotuleo

2304

Bendaggio con ammortizzatore della rotula

- Applica una pressione locale sul tendine rotuleo e sostiene la rotula permettendo di attutire le vibrazioni
- Maggiore effetto propriocettivo grazie all'abbinamento di rilievi in silicone e di una benda di tessuto, che offre una contenzione omogenea

INDICAZIONI patologie del tendine rotuleo, prevenzione delle infiammazioni del tendine rotuleo



TAGLIA UNICA

26 - 50 cm







Genusoft®

2320

Ginocchiera elastica propriocettiva

- Tessuto elastico (compressione: 15-20 mmHg /20,1-27 hPa) che garantisce la propriocezione
- Zona di comfort a livello della rotula e del cavo popliteo

INDICAZIONI stimolazione propriocettiva



1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm

da 20 a 22 cm
a seconda della taglia



grigio


Genuxtrem®

2321

Ginocchiera elastica a rinforzi laterali

- Tessuto elastico (compressione: 20-36 mmHg /27,1-48 hPa) che garantisce un corretto sostegno e la propriocezione
- Zona di comfort a livello della rotula e del cavo popliteo
- Steccatura laterale flessibile che garantisce un corretto sostegno
- Linguette di posizionamento brevettate

INDICAZIONI post distorsioni lievi, propriocezione



1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

da 26,5 a 27,5 cm
a seconda della taglia



grigio



Ligacast® Air+

2334

Cavigliera stabilizzatrice con inserti ad aria

- Gli inserti gonfiabili si adattano perfettamente alla morfologia della caviglia
- I tiranti a velcro permettono un posizionamento preciso ed una stabilizzazione ottimale
- Ausilio al gonfiaggio in dotazione

INDICAZIONI distorsioni lievi / medie / gravi dei legamenti della caviglia

TAGLIA UNICA

AMBIDESTRA



Malleosoft®

3600

Cavigliera elastica di contenzione

- Tessuto elastico compressivo (15-20 mmHg/20,1-27 hPa) che garantisce la propriocezione
- Zona di comfort a livello dei malleoli

INDICAZIONI stimolazione propriocettiva

AMBIDESTRA



1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



grigio



Malleoaction®

2361

Cavigliera elastica di contenzione

- Tessuto elastico compressivo (20-36 mmHg/27,1-48 hPa) che garantisce un corretto sostegno e la propriocezione
- Zona di comfort a livello dei malleoli
- Linguette di posizionamento
- Maglia a livello del tallone

INDICAZIONI propriocezione, elastocompressione

AMBIDESTRA



0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



grigio



Podosil

T47880

Plantare in silicone viscoelastico con aree di scarico a nido d'ape

- Struttura alveolare a livello dell'avampiede e del tallone
- Concavità specifica nell'area della spina calcaneare
- Sostiene la volta longitudinale e trasversale
- Il rivestimento in cotone permette di calzare più agevolmente la scarpa e rende più piacevole il contatto con il piede
- Effetto di stimolazione della circolazione sanguigna grazie alle aree a differente supporto


Venduti al paio

INDICAZIONI piede piatto (lieve), piede varo, sovraccarichi calcaneari e metatarsali

Scarpa	Lunghezza
Numero	cm
35 - 36	22,3 - 23
37 - 38	23,7 - 24,3
39 - 40	25 - 25,7
41 - 42	26,3 - 27
43 - 44	27,7 - 28,3
45 - 46	29 - 29,7
47 - 48	30,3 - 31



Venduti al paio



Elastocalx Plus

T47982

Talloniere in silicone con "punto soffice" per lo scarico della spina calcaneare

- Scarico eccentrico della spina calcaneare in morbido silicone
- L'ottimo assorbimento degli urti consente di ridurre le sollecitazioni della caviglia, ginocchio, anca e colonna vertebrale
- Non scivolano e possono essere inserite in una normale calzatura

Vendute al paio

INDICAZIONI spine calcaneari, sintomi da sovraccarico

	Scarpa	Lunghezza
	numero	cm
0 XS	32 - 34	20,3 - 21,7
1 S	35 - 37	22,3 - 23,7
2 M	38 - 40	24,3 - 25,7
3 L	41 - 43	26,3 - 27,7
4 XL	44 - 46	28,3 - 29,7



Vendute al paio

Stabilità 1



Spalliera in neoprene

0576


Isolamento termico: neoprene

Vestibilità anatomica: guaina con cuciture elasticizzate

Indicazioni: prevenzione di infortuni all'articolazione
Debolezza delle articolazioni della spalla



S	28 - 31 cm
M	32 - 35 cm
L	36 - 40 cm



Polsiera di supporto in neoprene

0575


Supporto rinforzato: copertura completa delle articolazioni

Isolamento termico: neoprene

Vestibilità anatomica: guaina con cuciture elasticizzate

Indicazioni: tendiniti e distorsioni recidivanti
Ritorno all'attività dopo una distorsione

TAGLIA UNICA



Cosciale di supporto in neoprene

0572


Isolamento termico: neoprene

Indicazioni: versamento muscolare in fase acuta o in fase di risoluzione. Stiramenti o affaticamenti muscolari



S	44 - 48 cm
M	49 - 53 cm
L	54 - 58 cm
XL	59 - 63 cm

Stabilità 2



Gomitiera di contenzione

0338

Tessuto compressivo: migliora la propriocezione

Comfort: facile centraggio del gomito
Elasticità accentuata. Fornisce un grande comfort, evita ispessimenti eccessivi del tessuto

Eliminazione della traspirazione: maglia traspirante

Indicazioni: distorsioni, instabilità cronica. Ritorno all'attività sportiva a seguito di infortunio (distorsione, chirurgia). Aiuta la stabilità del gomito
Dolorabilità cronica del gomito



S	22 - 24 cm
M	25 - 27 cm
L	28 - 30 cm
XL	31 - 33 cm

Stabilità **3****Ginocchiera Rotulea Rinforzata**

0355

Proprietà e caratteristiche del prodotto: ginocchiera con anello di stabilizzazione rotuleo, Steccatura laterale flessibile e zona di alleggerimento nell'area del cavo popliteo.

Indicazioni: Tendiniti rotulee e condropatie della femoro-rotulea, distorsioni leggere dei collaterali, ripresa dell'attività sportiva dopo distorsioni o traumi



S	32 - 34 cm
M	35 - 37 cm
L	38 - 41 cm
XL	42 - 45 cm
XXL	46 - 49 cm

**Ginocchiera rinforzata di supporto in Neoprene**

0570


Isolamento termico: neoprene

Stimolazione della propriocezione: rivestimento con cuciture elastiche

Indicazioni: prevenzione degli infortuni ai legamenti (distorsioni). Ritorno all'attività dopo una distorsione
Indebolimento dei legamenti del ginocchio



S	31 - 33 cm
M	34 - 36 cm
L	37 - 39 cm
XL	40 - 42 cm
XXL	43 - 45 cm

**Ginocchiera rinforzata di sostegno**

0354

Proprietà e caratteristiche del prodotto: la trama elastica esercita una pressione uniforme sulle articolazioni e migliora la propriocezione. Comfort specifico nell'area rotulea e del cavo popliteo. Stecche laterali flessibili per garantire un buon supporto

Indicazioni: instabilità cronica del ginocchio

Ritorno all'attività sportiva a seguito di distorsione e/o infortunio (incluso post-operatorio)



S	32 - 34 cm
M	35 - 37 cm
L	38 - 41 cm
XL	42 - 45 cm
XXL	46 - 49 cm

**Cavigliera rinforzata di sostegno**


0353

Proprietà e caratteristiche del prodotto: la trama elastica esercita una pressione uniforme sulle articolazioni e migliora la propriocezione. Comfort specifico nell'area malleolare

Indicazioni: Ritorno all'attività sportiva a seguito di distorsione e/o infortunio (incluso post-operatorio)



S	19 - 21 cm
M	21 - 23 cm
L	23 - 25 cm
XL	25 - 27 cm
XXL	27 - 30 cm

Stabilità **4****Cintura di Sostegno lombare**

0361

Proprietà e caratteristiche del prodotto: cintura lombare di sostegno elastica, aerata e traspirante. Grazie alla leggerezza e morbidezza dei tessuti impiegati può essere portata a contatto con la pelle.

Indicazioni: Impiego preventivo dopo un evento di lombalgia per limitare i movimenti e le posture dolorose



S	60 - 70 cm
M	71 - 86 cm
L	87 - 102 cm
XL	103 - 121 cm
XXL	122 - 140 cm

**Cavigliera Strapping Novelastic**

0280

Supporto perfetto per la caviglia: Cavigliera con bendaggio ad 8 per il supporto dei legamenti nelle distorsioni. Movimento di flessione ed estensione non limitato. Area di appoggio plantare più imbottita per maggior comfort.

Indicazioni: Trattamento funzionale delle distorsioni lievi / moderate dei legamenti. Recupero dell'attività e dello sport dopo opportuno trattamento delle distorsioni moderate o gravi



S	19 - 21 cm
M	21 - 23 cm
L	23 - 25 cm
XL	25 - 27 cm
XXL	27 - 30 cm

**Strapping per il pollice**

0332

Rinforzo dei legamenti: tiranti elastici. Neoprene perforato, traspirante. Buona vestibilità ed adattabilità

Indicazioni: Prevenzione infortuni ai legamenti (distorsioni)
Indebolimento dei legamenti



S	14 - 15,5 cm
M	16 - 17,5 cm
L	18 - 20 cm

**Polsiera strapping**

0340

Rinforzo del polso: tiranti con adeguata compressione. Tiranti traspiranti

Buona vestibilità ed adattabilità: taglia unica

Indicazioni: Prevenzione infortuni ai legamenti
Ritorno all'attività dopo un infortunio

TAGLIA UNICA



Cavigliera strapping

0330

Supporto perfetto per la caviglia: con tiranti elastici per bendaggio ad «8»

Neoprene perforato, traspirante
Buona vestibilità ed adattabilità

Indicazioni: Prevenzione infortuni alla caviglia (distorsioni). Ritorno all'attività dopo una distorsione. Legamenti indeboliti



S	19 - 22 cm
M	22 - 25 cm
L	25 - 28 cm
XL	28 - 30 cm

Stabilità 5



Ginocchiera legamentare rinforzata

Supporto biassiale perfetto

Traspirabilità : Neoprene perforato

Comfort: guida rotulea e tiranti anti-torsione

Indicazioni: prevenzione degli infortuni ai legamenti (distorsione). Ritorno all'attività post distorsione. Indebolimento dei legamenti del ginocchio



S	31 - 33 cm
M	34 - 36 cm
L	37 - 39 cm
XL	40 - 42 cm



Bracciale antiepicondilite

0352

Proprietà: due inserti in silicone con effetto massaggiante. Fornisce ad una compressione locale e riduce le tensioni dei tendini del gomito

Indicazioni: prevenzione delle tendiniti del gomito; epicondilite laterale (gomito del tennista) e dell'epicondilite mediale (gomito del golfista)



1	22 - 30 cm
2	30 - 38 cm



Strapping Sport

048501003 (3 cm x 2,5 m)

048501006 (6 cm x 2,5 m)

Benda elastica adesiva multidirezionale a "spina di pesce"

Indicazioni: distorsioni, lussazioni, tendiniti, strappi, taping per attività sportive



Indumenti sportivi compressivi Thuasne

Specialista nei dispositivi medici e di compressione, THUASNE ora condivide la sua esperienza e i suoi elevati standard con atleti attraverso la gamma RUN / TRAIL UP.

Indipendentemente dal livello e dalla frequenza di allenamenti, sulla strada o cross-country, i suoi prodotti garantiscono compressione e protezione efficaci, fornendo comfort e mantenendo la sua qualità durante e dopo l'esercizio.

COS'È LA COMPRESSIONE GRADUATA?

Un processo ispirato dalla nostra esperienza medica: la compressione più forte è intorno alla caviglia riducendosi man mano che sale dal polpaccio fino a sotto il ginocchio. Questo aiuta a ossigenare maggiormente i muscoli efficacemente, rallentando


lo sviluppo dei crampi e consentendo un più facile recupero tra le sessioni.

I 3 PASSI DEL RITORNO VENOSO, DAL PIEDE AL CUORE:

- Impulso dato dall'impatto del piede sul suolo
- Contrazione dei muscoli delle gambe per far risalire il sangue nelle vene
- Apertura / chiusura delle valvole che impediscono al sangue di scorrere indietro verso il basso.

GOOD TO KNOW

Associare la compressione durante e dopo l'esercizio fisico, permette di avere un recupero migliore e di mantenerlo



Livello di compressione: 15-20 mmHg

Linea **RUNTRAIL** UP ACTIV / CALZE 0344

COMPRESSIONE SPORTIVA

Compressione degressiva:

- Aiuta il recupero muscolare
- Sostiene il polpaccio durante l'esercizio fisico

Protezione mirata:

- Stabilizza la caviglia e supporta i tendini

Comfort anatomico:

- Si adatta alla morfologia di ciascun piede
- Assorbe gli shock
- Previene l'attrito e lo scivolamento

Composizione:

- Filo ad alta e rapida capacità di assorbimento dell'umidità
- Filo riciclato, antibatterico e antiiodori **

**Test eseguiti sul ceppo Staphylococcus aureus

Novità



Linea **RUNTRAIL** UP ACTIV / POLPACCIO

0343

COMPRESSIONE SPORTIVA**Compressione degressiva:**

- Aiuta il recupero muscolare
- Sostiene il polpaccio durante l'esercizio fisico

Protezione mirata:

- Protegge il tendine d'Achille

Composizione:

- Filo ad alta e rapida capacità di assorbimento dell'umidità
- Filo riciclato, antibatterico e antiiodori **

**Test eseguiti sul ceppo Staphylococcus aureus

Linea UP **RECOVERY** / CALZE

0345

COMPRESSIONE SPORTIVA**Compressione degressiva:**

- Aiuta il recupero muscolare
- Aiuta a ridurre i dolori muscolari
- Allevia la sensazione di "gambe pesanti"

Comfort anatomico:

- Si adatta alla morfologia di ciascun piede
- Previene l'attrito e lo scivolamento
- Morbida e confortevole


Utilizzo:

- Indossare per almeno 2 ore dopo l'esercizio fisico per la massima efficacia
- Raccomandate in caso di seduta o in caso di posizione in piedi prolungate (viaggi, fiere, seminari etc)

Composizione:

- Filo ad alta e rapida capacità di assorbimento dell'umidità
- Filo riciclato, antibatterico e antiiodori **

**Test eseguiti sul ceppo Staphylococcus aureus

Taglie Linee **RUNTRAIL** UP ACTIV / UP **RECOVERY**

(a) - (a1)	S	M	L	XL
Circonferenza caviglia	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31
Circonferenza polpaccio	32 - 41	35 - 44	38 - 47	42 - 51
(b)				
Altezza gamba	< 44	> = 44		
(c)				
Misura piede	35 - 38	39 - 42	43 - 46	

Argicalm

7200

Cuscino d'argilla riutilizzabile per il sollievo dei dolori, a base d'argilla naturale

Adattabilità anatomica

- Facilmente conformabile
- Design ergonomico
- 3 misure differenti

Facilità d'impiego

- Guida d'uso sintetica riportata sul cuscino
- Fodera di protezione con fascia elastica adattabile alla morfologia
- Lavabile e riutilizzabile

Gradevole sulla pelle

- Esterno in PVC: morbido e piacevole
- Fodera effetto vellutato

Riutilizzabile

- Sia per la terapia del caldo che per quella del freddo



	Taglia	Dimensione	Impiego	Codice
Mini	1	11 X 19 cm	Mano - Gomito - Volto	720002201
	2	13 x 26 cm	Caviglia - Gomito - Ginocchio	720002202
	3	20 x 30 cm	Ginocchio - Schiena - Addome	720002203
	4	17 x 43 cm	Collo - Spalle - Schiena	720002204

Linea mascherine di protezione



Mascherina Startsecurity

7500 09

Certificazione AFNOR S76-001

Validazione DGA (Direction Générale de l'Armement)

Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020

- Capacità di filtrazione: >99%
- Numero lavaggi: 20 certificati
- Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
- Uno strato di tessuto in cotone, Poliestere ed Elasthanne
- Elastici intorno alle orecchie
- Confezione mono mascherina



Mascherina Prosecurity V2

7500 10

Certificazione AFNOR S76-001

Validazione DGA (Direction Générale de l'Armement)

Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020

- Capacità di filtrazione: >99% reversibile
- Numero lavaggi: 45 certificati
- Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
- Tecnologia esclusiva Combitec:
 - traspirazione anti appannamento
 - capacità di respirazione elevata
- Barra nasale ergonomica (naso-volto) per contenere i flussi d'aria, potenziali veicoli di droplets
- Confezione da 2 mascherine



Filtrazione bidirezionale



Antiappannamento occhiali



Mascherina Selfsecurity

7500 16

Certificazione AFNOR S76-001

Validazione DGA (Direction Générale de l'Armement)

Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020

- Capacità di filtrazione: >98% reversibile
- Numero lavaggi: 60 certificati
- Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
- Uno strato di tessuto elasthanne con tecnologia e qualità Thuasne
- Shape anatomico con barra per il naso e cuciture interne:
 - mantenimento della forma
 - capacità di respirazione elevata
- Confezione mono mascherina



Filtrazione bidirezionale



Antiappannamento occhiali



Mascherina Easysecurity

7500 11

Certificazione AFNOR S76-001

Validazione DGA (Direction Générale de l'Armement)

Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020

- Capacità di filtrazione: >99% reversibile
- Numero lavaggi: 100 certificati
- Lavaggio: in lavatrice a 60°, asciugabile e stirabile a 120°
- Elastici posizionabili dietro alle orecchie
- Doppio strato di tessuto ultra-morbido a trama circolare e leggero senza cuciture: qualità e know-how Thuasne
- Confezione: mono mascherina



Filtrazione bidirezionale



Antiappannamento occhiali



Mascherina Easysecurity kid

7500 13

Certificazione AFNOR S76-001

Validazione DGA (Direction Générale de l'Armement)

Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020

- Capacità di filtrazione: >99% reversibile
- Numero lavaggi: 100 certificati
- Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
- Doppio strato di tessuto
- Elastici intorno alle orecchie
- Confezione mono mascherina



Filtrazione bidirezionale



Antiappannamento occhiali



WINGS
FOR YOUR HEALTH

Per informazioni sui punti vendita:

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0362 33 11 39 - Fax 0362 30 79 17
E-mail: thuasne.italia@thuasne.it

Per conoscere tutta la gamma:
www.thuasne.it

COLONNA VERTEBRALE				SOSTEGNO GRAVIDANZA	
<p>Lombastab lombalgia (acuta, subacuta, cronica), stenosi spinale da L1 a L5 H 21 H 26</p>	<p>Lombastab High 35/40 lombalgia (acuta, subacuta, cronica), stenosi spinale, spondilolisi da T9 a L5 H 35 H 40</p>	<p>Lombastab Immo lombalgia (acuta, subacuta, cronica), stenosi spinale, post-operatorio, discopatia MODIC Tipo 1 da T11 a L5 H 35</p>	<p>Lombastab Dorso frattura vertebrale traumatica stabile, frattura vertebrale osteoporotica stabile, malattia di Scheuermann, disturbi statici (cifosi o lordosi) da T1 a L5 H 35</p>	<p>Lombamum cintura per gravidanza. Altezza 21cm Taglia Unica</p>	
<p>Osteomed Acute cedimenti vertebrali dorso lombari, cifosi da T1 a L5 H 21</p>	<p>Lombaskin cintura di sostegno lombare compatta «seconda pelle» da L2 a S1 H 26</p>	<p>Lombastart Cintura di sostegno lombare compatta con tiranti aggiuntivi da L2 a S1 H 21 H 26</p>	<p>Reversa Vario Plus post-intervento vertebr., cedimenti osteoporotici da T12 a S1 H 34 H 37</p>	<p>Ligaflex Rhizo rizoartrosi, lievi distorsioni del pollice</p>	<p>Pollex-med rizoartrosi, De Quervain, distorsioni pollice</p>
				MANO	
				<p>Rhizo-Pro rizoartrosi, distorsioni del pollice</p>	<p>Ligaflex Action tunnel carpale, artrosi, patologie reumatiche</p>
GINOCCHIO				GOMITO	
<p>Genu Ligaflex lesioni parziali legamenti, recupero attività post lesione. Aperta (A) e Chiusa (C) Lunga (L): 40cm e Corta (C): 30cm CC LC CA LA</p>	<p>Genuaction distorsioni lievi, propriocezione ed elastocompressione (20-36 mmHg)</p>	<p>Genuxtrem post distorsioni lievi, propriocezione ed elastocompressione (20-36 mmHg)</p>	<p>Action Reliever gonartrosi monocompartimentali e laterale o mediale</p>	<p>Epi-med + epicondiliti ed epitrocleiti</p>	<p>Silistab Epi epicondiliti ed epitrocleiti</p>
<p>Genu Dynastab lesione legamenti collaterali. Con articolazione biassiale</p>	<p>Ligastrap Genu distorsioni lievi, recupero attività. Altezza da 30 a 33cm secondo la taglia</p>	<p>Silistab Genu patologie tendine rotuleo, morbo Osgood-Schlatter. Altezza da 31 a 35cm</p>	PIEDE		
<p>Hiploc Evo lussazione anca, post intervento</p>	<p>Malleoaction propriocezione ed elastocompressione (20-36 mmHg)</p>	<p>Silistab Malleo propriocezione ed elastocompressione (21 mmHg)</p>	<p>Malleodynastab BOA distorsioni lievi o moderate della caviglia, instabilità cronica</p>	<p>Ligastrap Malleo distorsioni lievi, recupero funzionale</p>	<p>Silistab Achillo tendinite dell'achilleo, achilodinie post operatorie (24 mmHg)</p>
ANCA	CAVIGLIA	TIMBRO MEDICO			

THUASNE ITALIA S.R.L.

Via Luigi Capuana, 27 20825 Barlassina (MB) Tel. 0362 33 11 39 Fax. 0362 30 79 17 E-mail: thuasne.italia@thuasne.it
www.thuasne.com / www.thuasne.it

Il **catalogo generale di Thuasne** include un'ampia gamma di dispositivi, alcuni dei quali non presenti in questa selezione per la farmacia.

In caso di richieste specifiche i prodotti potranno essere reperiti presso i distributori abituali.

Tutti i cataloghi di Thuasne Italia sono visibili e scaricabili sul sito
www.thuasne.it

Referenze fotografiche:

© VIRGINIE DENIS
STUDIO CATERIN



THUASNE

THUASNE ITALIA S.R.L.

Via Capuana, 27 - 20825 Barlassina (MB)

Tel. 0362 33 11 39 - Fax 0362 30 79 17

e-mail: thuasne.italia@thuasne.it

www.thuasne.it



Ci riserviamo di modificare i nostri prodotti senza preavviso rispetto alle descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo. Fotografie non contrattuali.

Materiale destinato esclusivamente ai professionisti sanitari.
Qualunque indicazione o suggerimento di utilizzo dei materiali contenuti in questo catalogo non è da intendersi come prescrizione medica.